

Схема сборки когтеточки «Пыжик»

Перечень комплектующих:

- основание;
- полка прямоугольная (2 шт.);
- седло;
- лежанка круглая;
- гамак;
- столб 25 см. (2 шт.);
- столб 55 см. (2 шт.);
- столб 77 см.;
- столб 15,5 см.;
- столб 40 см.;
- столб 30 см.

Болты необходимые для сборки комплекса вкручены в столбы, предварительно необходимо их выкрутить.

1. Столбик 15,5 см. вкрутите в полочку (в отверстие с металлической резьбой).
2. Приложите к короткому столбику гамак. Через отверстие в «ушке» гамака пропустите длинный столб 77 см. с длинной шпилькой. Плотно закрутите.
3. С другой стороны полки через сквозное отверстие пропустите столбик 40 см. с длинной шпилькой.
4. Сверху (над полкой) накрутите на него столбик 30 см. с короткой шпилькой.
5. Приставьте вторую полочку. Через сквозное отверстие пропустите столб 55 см. с длинной шпилькой.
6. В другое отверстие вкрутите столб 55 см. с короткой шпилькой (в отверстие с металлической резьбой).
7. В «седло» вкрутите две короткие ножки.
8. Сопоставьте отверстия в основании со столбами, закрепите с помощью болтов.
9. На верхний столбик накрутите лежанку.

Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам

info@pushok-spb.ru



ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.