

Схема сборки когтеточки «Двойная лапа»

Перечень комплектующих:

- основание;
- лежанка (2 шт. разного диаметра);
- столбик 25 см. (1 шт.);
- столбик 50 см. (1 шт.).

*Болты необходимые для сборки комплекса вкручены в столбы.
Предварительно необходимо их выкрутить.*

1. Возьмите столбы, выкрутите из них болты. Сопоставьте столбики с отверстиями в основании и зафиксируйте с помощью болтов.
2. Сверху на столбики накрутите лежанки.

*Если у Вас остались вопросы по сборке
комплекса, пожалуйста, напишите нам
info@pushok-spb.ru*



ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.