

Схема сборки когтеточки «Мишутик»

Перечень комплектующих:

- основание;
- седло;
- лежанка;
- столбик 25 см. (2 шт.);
- столбик 101 см.

Болты необходимые для сборки комплекса вкручены в столбы.

Предварительно необходимо их выкрутить.

1. В «седло» вкрутите два столбика 25 см.
2. Сопоставьте столбы с отверстиями в основании, закрепите с помощью болтов.
3. Сверху на толстый столб накрутите лежанку.



Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам info@pushok-spb.ru

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.