

Схема сборки когтеточки «Тяпти»

Перечень комплектующих:

- основание;
- лежанка (3 шт.);
- столб 20 см.;
- столб 50 см.;
- столб 75 см.

Болты необходимые для сборки комплекса вкручены в столбы.

Предварительно необходимо их выкрутить.

1. Сопоставьте столбы с отверстиями в основании и закрепите с помощью болтов.
2. Сверху на столбы накрутите лежанки. Обратите внимание – в лежанках установлены металлические гайки разного диаметра. Лежанка с более узкой гайкой будет соответствовать толстому высокому столбику.



Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам info@pushok-spb.ru

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.