

Схема сборки когтеточки «Овальная лежанка»

Перечень комплектующих:

- основание;
- лежанка;
- столбик.

1. Возьмите столб, выкрутите из него болт.
2. Сопоставьте столбик с отверстием в основании и зафиксируйте с помощью болта.
3. Сверху на столбик накрутите лежанку.



Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам info@pushok-spb.ru

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.